

Dantec® Clavis™

Kullanım Kılavuzu



natus®

Telif hakkı © 2021 Natus. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuzun içeriđi Natus Medical Incorporated Őirketine aittir. Bütünyle veya kısmen çođaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu kılavuz, cihazı ve fonksiyonlarını dođru bir Őekilde aklamaktadır. Ancak bu kullanım kılavuzunun hazırlanmasından bu yana deđişiklikler yapılmıŐ olabileceđi iin sistem paketi bir veya birden fazla kullanım kılavuzu eki ierebilir. Bu kılavuz sz konusu ekler dahil olmak zere cihazı kullanmadan nce iyice okunmalıdır.

AŐađıdaki durumlar Natus aısından tm garanti ve ykmllkleri geersiz kılar:

- Cihazın, ekli kılavuzlar ve cihaz ile birlikte verilen diđer belgelere gre kullanılmaması.











Dantec, Natus Medical Incorporated Őirketinin tescilli ticari markasıdır. Clavis, Natus'un ticari markasıdır.










İçindekiler

| | |
|--|-----------|
| Sembollerin Açıklaması | 4 |
| Güvenlik Bilgileri | 6 |
| Güvenlik Gereklilikleri | 6 |
| Kullanım Amacı | 6 |
| Gerekli Performans | 7 |
| Kontrendikasyonlar | 7 |
| Yan Etkiler | 8 |
| Artık (Rezidüel) Riskler | 8 |
| Klinik Performans | 8 |
| Klinik Faydalar | 8 |
| Hedef Hasta Grubu | 8 |
| Hedef Kullanıcılar | 8 |
| Hasta Popülasyonu | 8 |
| Dantec Clavis'i Çalıştırma | 9 |
| Tanım | 9 |
| Kontrol Paneline Genel Bakış | 9 |
| Başlat - Otomatik Test | 10 |
| EMG Modu | 11 |
| Elektrotlar | 11 |
| EMG Düğmeleri | 12 |
| Stimülasyon Modu | 12 |
| Elektrotlar | 12 |
| Stimülasyon Düğmeleri | 13 |
| Bakım | 15 |
| Temizlik | 15 |
| Pili Değiştirme | 15 |
| Nörodiagnostik Malzemeler | 17 |
| Teknik Veriler | 18 |
| Çalışma modu | 18 |
| WEEE Bildirimi | 19 |
| Güvenlik ve Standartlara Uygunluk | 20 |
| Uyumluluk Standartları ve Normatif Referanslar | 20 |
| IEC 60601-1-2 Uyumluluk Beyanı, 4. Baskı | 22 |
| FCC Uyumluluk Beyanı | 26 |

Sembollerin Açıklaması

NOT: Ön paneldeki sembol ve düğmeler, “Dantec Clavis’i Çalıştırma” bölümündeki kontrol paneline genel bakış kısmında bulunabilir.

| | |
|--|--|
|  <p>ISO 60601-1 Tablo D.2 #2</p> | <p>Bu cihazla ilişkili uyarılar. Uyarı, kullanıcıya veya hastaya yönelik ölüm ya da ciddi yaralanma riski olduğunu gösterir.</p> |
|  <p>ISO 15223-1 Sembol 5.4.4 ISO 60601-1 Tablo D.1 #10</p> | <p>Bu cihazla ilişkili dikkat ibareleri. Dikkat, kullanıcıya veya hastaya yönelik yaralanma riski ya da cihaza yönelik hasar riski olduğunu gösterir.</p> |
|  <p>ISO 15223-1 Sembol 5.4.3 ISO 60601-1 Tablo D.1 #11</p> | <p>Kullanım talimatlarına başvurun. Kullanıcının, kullanım talimatlarına başvurması gerektiğini belirtir. Lütfen bu cihazı kullanmadan önce talimat kılavuzunu okuyun.</p> |
|  <p>ISO 60601-1 Tablo D.2 #10</p> | <p>Kullanım talimatlarına uyun.</p> |
|  <p>IEC 606011:2005+ AMD1:2012 EN 60601- 1:2006+A1:2013</p> | <p>Tip BF Uygulanan Parça Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesini tanımlar. Dantec Clavis sistemi, BF tipi olarak sınıflandırılır. IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 ve EN 60601-1:2006+A1:2013 Tip BF gerekliliklerine uyar.</p> |
|  | <p>Çift Yalıtımlı (Sınıf II) sembolü.</p> |
|  <p>EN 50419</p> | <p>Atık Yönetimi bölümünde sağlanan doğru bertaraf (imha) bilgilerini tanımlar</p> |
|  <p>ISO 15223-1 Sembol 5.1.6</p> | <p>Referans Numarası. Bu, cihazın parça numarasıdır.</p> |
|  <p>ISO 15223-1 Sembol 5.1.7</p> | <p>Üretim yılı, bir harf, cihazın seri numarası ve üç harfli bir revizyon kodu içerir.</p> |
|  <p>ISO 15223-1 Sembol 5.1.1</p> | <p>Üretici bilgileri bu sembolün yanında bulunur</p> |

| | |
|--|--|
|  ISO 15223-1 Sembol 5.1.3 | Üretim tarihi bu sembolün yanında bulunur. |
| IPX1 | Sıvı girişi: Clavis Ünitesi, sıvı girişi bakımından olağan ekipman olarak sınıflandırılır. Damlatmayan, sıçratmayan veya su geçirmez bir ekipman değildir. IEC 60529'a göre en az 10 dakika boyunca cihazın üzerinden su damlamasına karşı koruma. |
|  | Intertek Testing Service tarafından ABD ve Kanada için tıbbi cihaz listeleme işareti. |
|  | Cihaza kullanıcı tarafından bakım yapılamaz. |
|  | Pil türü. |
| Rx Only | DİKKAT: ABD Federal yasaları bu cihazın satışını, lisanslı bir tıp doktoru veya onun siparişiyle yapılacak şekilde sınırlar. |
| Medical Device | Tıbbi Cihaz. Ürünün bir tıbbi cihaz olduğunu gösterir. |
|  ISO 15223-1 Sembol 5.3.7 | Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz kalabileceği üst ve alt sıcaklık sınırlarını gösterir. Sıcaklık, yatay çizgilerin yanında gösterilir. |
|  ISO 15223-1 Sembol 5.3.8 | Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz kalabileceği üst ve alt nem sınırlarını gösterir. Nem sınırlaması, yatay çizgilerin yanında gösterilir. |
|  | Dantec®CLAVIS™ cihazı. |
|  | Kutu. |
|  ISO 15223-1 Sembol 5.2.8 | Ambalaj hasarlıysa kullanmayın. |

Referans standartlar

- ISO 15223-1:2016: Tıbbi cihazlar — Tıbbi cihaz etiketlerinde kullanılacak semboller, etiketlemeler ve sağlanması gereken bilgiler — Bölüm 1: Genel gereksinimler
- [IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 Birleştirilmiş versiyon Temel güvenlik ve temel performans için genel gereklilikler](#)
- [IEC 60601-1-2:2014 Tıbbi elektrikli ekipman — Bölüm 1-2: Temel güvenlik için genel gereklilikler](#)

Güvenlik Bilgileri

Güvenlik Gereklilikleri

Bu cihaz, elektrofizyoloji alanında bilgisi olan ve uygun öğrenimin yanı sıra özel eğitim almış yetkili tıp görevlileri tarafından kullanıma yöneliktir. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun. Cihazın üzerinde belirtilen uyarılara ve bu kılavuzda önerilen güvenlik önlemlerine uyun.

Bu cihaz Tıbbi Elektrikli Ekipmanlara ilişkin IEC Yayını 60601-1'e (EN 60601-1) uygun olarak tasarlanmış ve test edilmiştir.

Bu cihazı üretici tarafından amaçlanan alanların dışında kullanmayın. Natus Neuro, ürünün bu kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanılmaması durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Tıbbi elektrikli ekipmanlar EMC konusunda özel önlemler gerektirir ve kurulum ile servis işlemlerinin bu kullanım kılavuzunda verilen bilgilere göre yapılması gereklidir.

Cihaz 10°C ile 40°C (50°F ile 104°F) arasındaki sıcaklıklarda kapalı alanda kullanım için tasarlanmıştır. Yüksek sıcaklıklara maruz kalmak çalışmayı etkileyebileceğinden veya hasara neden olabileceğinden, üniteyi kalorifer ve uyarı lambaları gibi ısı kaynaklarından uzakta tutun.

Hasarlı veya arızalı cihazları kullanmayın. Bu cihazı sıvıya batmaktan, sıvı dökülmelerinden, düşen nesnelerin etkisinden ve aşırı dumana, toza, mekanik titreşime ya da darbeye maruz kalmaktan koruyun.

Cihaz ile ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, imalatçıya ve kullanıcı ve/veya hastanın bulunduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirilmelidir.

Kullanım Amacı

Dantec Clavis, sinir lokalizasyonu için uyarıcı ve kas içine enjeksiyonların yönlendirilmesine yardımcı olarak tasarlanmış bir tıbbi cihazdır.

Gerekli Performans

Dantec Clavis ürünü için gerekli performans, elektromiyografi ve uyarılmış yanıt ekipmanlarının temel güvenlik ve gerekli performans gerekliliklerini belirten IEC 60601-2-40:2016 standardında tanımlanmıştır. Gerekli performans, amplifikatörden kaydedilen sinyalin kalitesiyle ilişkilidir.

EMG modunda:

- Dantec Clavis'in gerekli performansı, iğne elektrot muayenelerini destekler.
- Prosedür boyunca Dantec Clavis, yoğunluğu ve frekansı değişen ve hedeflenen kas ya da sinirin lokalizasyonunun izlenmesine yardımcı olacak bir dizi sesli sinyal yayar.
- Gerekli performans ayrıca sağlık uzmanının Bo-ject iğneleri kullanarak hastaya gerekli ilaçları enjekte etme becerisini de içerir.

Stimülasyon Modu:

Clavis sistemi, hastaya bir akım puls dizisi uygulayabilir.

Stimülasyon Seviyesi çubuğu, stimulusların izlenmesini kolaylaştırır.

Kontrendikasyonlar

- İmplant edilmiş elektronik cihaz (ör. kalp pili) taşıyan veya kardiyak anormallikleri olan hastalar, öncesinde bir tıp uzmanının fikri alınmadan elektrikli stimülasyona maruz bırakılmamalıdır. Kalp pilleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen implant sistemlerinin kontrendikasyonlarına bakın.



Uyarılar

- Cihaz kardiyak uygulamaya yönelik değildir.
 - Elektrotları şu bölgelere **uygulamayın**:
 1. Toraks bölgesinin üzerine
 2. Sol ve/veya sağ temporal bölgelerin üzerine
 3. Orbital bölgeye
- Anestetik bir ortamda kullanım: Dantec Clavis sistemi, HAVA İLE ALEVLENEBİLEN BİR ANESTETİK KARIŞIMIN varlığında veya OKSİJEN ya da AZOT OKSİT ile birlikte kullanıma uygun değildir.
- Bu cihaz, elektrik enerjisi yayabilecek diğer ekipmanlarla aynı anda veya böyle ekipmanların yakınında kullanılmamalıdır.
- Cihaz, MRI manyetik alanında kullanım için uygun değildir.
- Cihazı hiçbir sıvıya batırmayın.



Dikkat Edilecek Noktalar

- Kullanılan iğneler/elektrotlar ile birlikte verilen talimatları her zaman okuyun.
- Kanama eğiliminin olduğu durumlarda iğneler kullanılırken özellikle dikkat edilmelidir.
- Bulaşıcı hastalığı olan ve cildi bozulmuş hastalar için tipik önlemler alınmalıdır.
- Dantec Clavis sterilize edilemez.
- Cildi temizlemek için bir alkol preparasyonu kullandıktan sonra, cihazı kullanmadan önce tüm yanıcı sıvıların ve/veya buharların buharlaşıp dağıldığından emin olun.

- Taşınabilir RF iletişim ekipmanları (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri dahil) Dantec Clavis Sisteminin üretici tarafından belirtilen kablolar dahil olmak üzere hiçbir parçasına 30 cm'den (12 inç) yakın olacak şekilde kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, bu ekipmanın performansında düşme görülebilir.
- Bu ekipmanın EMİSYON özellikleri, ekipmanı endüstriyel alanlarda ve hastanelerde ve yanı sıra konut ortamlarında kullanım için uygun kılar. Bu ekipman, radyo frekansı iletişim servislerine karşı yeterli koruma sunmayabilir. Kullanıcının ekipmanı yeniden konumlandırmak veya yeniden yönlendirmek gibi etkiyi azaltıcı önlemler uygulaması gerekebilir.
- Dantec Clavis sistemi diğer aletlere bitişik veya diğer ekipmanlarla üst üste kullanılmamalıdır. Bitişik veya üst üste kullanım gerekiyorsa sistem kullanılacağı yapılandırmada normal çalıştığını doğrulamak için gözlemlenmelidir. Önerilen minimum ayırma mesafeleri için Güvenlik ve Standartlara Uygunluk bölümündeki Önerilen Ayırma Mesafeleri tablosuna bakın.

Yan Etkiler

Clavis ile gerçekleştirilen prosedürlere yönelik olarak bilinen herhangi bir yan etki mevcut değildir.

Artık (Rezidüel) Riskler

Cihazın kullanımıyla ilgili tüm riskler hafifletilmiştir. Cihaz etiketlemesi ve Kullanım Talimatında bulunan bilgiler dahil olmak üzere kontrol önlemleri mevcuttur. Artık risk, cihazın tıbbi faydasının kullanımından daha ağır basar. Lütfen cihazı kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini okuyun.

Klinik Performans

Dantec Clavis, sinir lokalizasyonuna yönelik bir uyarıcı ve kas içine enjeksiyonların yönlendirilmesine yardımcı olarak tasarlanmış tıbbi bir cihazdır. Dantec Clavis, tek bir elle/elde taşınır cihazda hem EMG izleme hem de stimülasyon fonksiyonlarını sağlar.

Klinik Faydalar

Dantec Clavis, hekime Distoni (Kas Gevşekliği), Strabizm (Şaşılık), Esansiyel Tremor, Spastisite ve Temporomandibular Disfonksiyon gibi nöromüsküler hastalıkların tedavisinde iğne elektrodu muayeneleri sırasında yardımcı olur. Pille çalışan portatif ünite, kolay taşıma ve hastalara rahat erişim sağlar.

Hedef Hasta Grubu

Hedef hasta popülasyonu nöromüsküler hastalıklara sahip çocuk ve erişkin hasta popülasyonudur.

Hedef Kullanıcılar

Dantec Clavis, Nörologlar ve Fizyoterapistler de dahil olmak üzere, nöromüsküler hastalıkların uzmanlığı alanında eğitimli uzman doktorların kullanımı için tasarlanmıştır.

Hasta Popülasyonu









Dantec Clavis, çocuk ve yetişkin hastalar için Distoni (Kas Gevşekliği), Strabizm (Şaşılık), Esansiyel Tremor ve Spastisite gibi nöromüsküler hastalıkları olan hastaların tedavisinde doktorlara yardımcı olur.

Dantec Clavis'i Çalıştırma

Tanım

Dantec Clavis, normal ve patolojik koşullarda kasların ve sinirlerin lokalizasyonuna yardımcı olmayı amaçlayan tıbbi bir cihazdır. Elle/elde taşınır, pille çalışan bir cihaz olup, iki fonksiyona sahiptir: Ses Elektromiyografisi (EMG) ve Sabit Akım Stimülasyonu (CCS). Audio EMG, kaslarda ve sinirlerde elektriksel aktiviteyi temsil eden ses tabanlı bir elektromiyografi sinyali verir. CCS, kasları ve sinirleri uyardırma kullanılan akım pulsları sağlar.

Kontrol Paneline Genel Bakış

| Dantec Clavis Ön Paneli | Düğme/Sembol | Gösterge |
|---|--|--|
|  <p>Şekil 1. Kontrol Paneline Genel Bakış</p> |  | Hasta Toprak Bağlantısı. |
| |  | Referans. |
| |  | EMG girişi. |
| |  | 1 Hoparlör. 2 Düşük pil gücü durum göstergesi - sarı ışık. 3 Güç anahtarı (açma/kapatma düğmesi). |
| |  | EMG 1 Etkinleştirme düğmesi. 2 Ses seviyesi kontrolleri. |
| |  | Stimülasyon 1 Etkinleştirme düğmesi. 2 Stimülasyon Seviyesi kontrolleri. 3 Mevcut Stimülasyon Seviyesi çubuğu/Yeşil Işık göstergesi. 4 Sarı Aşırı Yük Işığı göstergesi. |
|  | Puls 1 Puls Hızı düğmesi/Sarı Işık göstergesi. 2 Puls Genişliği düğmesi/Sarı Işık göstergesi. | |

Başlat - Otomatik Test

Güç Açık/Kapalı



Cihazı açmak için Güç düğmesine basın.

Cihazı kapatmak için Güç düğmesine tekrar basın.

Dantec CLAVIS cihazını açtıktan sonra bir dahili otomatik test başlatılır ve aynı zamanda Ses ile Gösterge Işığı işlevlerinin düzgün çalıştığını doğrulamanıza izin verilir.

NOT: Cihaz kullanılmazsa on dakikalık bir süre sonunda otomatik olarak kapatılır.

Doğru Çalışma

- 1. Ses:** Cihaz bir dizi tık sesi yayar.
- 2. Gösterge Işıkları:** Tüm göstergeler (Mevcut Stimülasyon Seviyesi Çubuğu; Puls Hızı/Genişliği ve Pil Durumu) birkaç saniye boyunca yanar.

Hatalı Çalışma

Bir dahili hata bulunursa cihaz “**Arıza Güvenliği**” moduna girer. Arıza Güvenliği modunda aşağıdaki arıza kodları görünebilir:

- 1 mA LED: Yoğunluk veya Kazanç çok düşük (birinci Yoğunluk/Kazanç kombinasyonu)
- 2 mA LED: Yoğunluk veya Kazanç çok yüksek (birinci Yoğunluk/Kazanç kombinasyonu)
- 3 mA LED: Yoğunluk veya Kazanç çok düşük (ikinci Yoğunluk/Kazanç kombinasyonu)
- 4 mA LED: Yoğunluk veya Kazanç çok yüksek (ikinci Yoğunluk/Kazanç kombinasyonu)
- 5 mA LED: Referans Gerilim çok düşük
- 6 mA LED: Referans Gerilim çok yüksek
- 7 mA LED: Aşırı yük algılama hatası
- 8 mA LED: Aşırı yük hatası (Eksik algılama)
- 9 mA LED: Kritik düşük pil gerilimi - pil değişimi
- 10 mA LED: Mevcut Sınırlayıcı hatası

Hata kodlarının herhangi biri görünüyorsa yalnızca güç düğmesi çalışmaya devam eder. Cihazı kapatmayı ve açmayı deneyin. Sorun devam ederse lütfen yerel Natus temsilcinizle iletişim kurun.

NOT: Başlatma otomatik testi sırasında cihaz birkaç tık sesi yamalıdır. Tık sesi duyulmazsa veya hoparlör çalışmıyorsa cihaz kullanılmamalıdır. Destek için lütfen yerel Natus temsilcinize başvurun.

EMG Modu

EMG modunda cihaz, iğne elektrot muayeneleri için kullanılır. Prosedür boyunca Dantec Clavis, yoğunluğu ve frekansı değişen ve hedeflenen kas ya da sinirin lokalizasyonunu izlemeye yardımcı olacak bir dizi sesli sinyal yayar.

EMG etkinleştirildiğinde **Sound Signal** (Ses Sinyali) ifadesinin yanında yeşil bir ışığın yanıp söndüğünü unutmayın.


Elektrotlar



DİKKAT: Yalnızca Natus tarafından önerilen elektrotlar kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için bu kullanım kılavuzunun Nörodiagnostik Malzemeler bölümüne bakın.

Elektrot Uçlarını Cihaza Bağlama

Prosedürü başlatmadan önce elektrot uçlarını aşağıdaki şekil 2’de gösterildiği gibi karşılık gelen renkli konnektörlerine bağlayın.



Şekil 2. EMG Elektrot Bağlantıları

| Ref. | Sembol | EMG Elektrotları | Renk |
|------|--------|-------------------------|---------|
| 1 | | Hasta Toprak Bağlantısı | Yeşil |
| 2 | ----- | Referans | Kırmızı |
| 3 | ----- | Referans (ek) | Kırmızı |
| 4 | | EMG girişi (etkin) | Siyah |

- Toprak elektrodunu yeşil hasta topraklama konnektörüne () (1) bağlayın.
- Referans elektrodu kırmızı referans konnektöre (-----) (2) bağlayın.
- Empedansı azaltmak için gerekirse ek kırmızı referans konnektöre (-----) (3) başka bir referans elektrot bağlayın.
- EMG iğne elektrodu siyah konnektöre () (4) bağlayın.

Elektrotları Hastaya Bağlama

Elektrot uçları cihaza bağlandıktan sonra, toprak ve referans elektrotlarını hastaya bağlayabilir ve hazır olduğunda EMG iğne elektroduna (etkin giriş) geçebilirsiniz.

EMG Düğmeleri

EMG Modunu Etkinleştirme



- EMG modunu etkinleştirmek için **EMG** düğmesine basın.
- EMG modunu durdurmak için **EMG** düğmesine tekrar basın.

Ses Seviyesini Ayarlama



- Sesi artırmak için **Volume Up** (Ses Artır) düğmesine basın.
- Sesi azaltmak için **Volume Down** (Ses Azalt) düğmesine basın.
- Ses seviyesini sürekli artırmak veya azaltmak için ses seviyesi düğmelerini basılı tutun.
- EMG etkinleştirildiğinde **Sound Signal** (Ses Sinyali) ifadesinin yanında yeşil bir ışığın yanıp söndüğünü unutmayın.

NOT: Ses seviyesi yalnızca EMG modundayken ayarlanabilir.

NOT: EMG modundayken stimülasyon seviyesi de ayarlanabilir. Stimülasyon modu ve düğmelerinin bir açıklaması için Stimülasyon bölümüne bakın.

Stimülasyon Modu

Stimülasyon modunda hastaya bir akım puls dizisi verilir.

Stimülasyon Seviyesi çubuğunda yanıp sönen göstergeler, hastaya iletilen akım seviyesini kontrol etmenizi sağlar.


Elektrotlar

Elektrot Uçlarını Cihaza Bağlama



DİKKAT: Yalnızca Natus tarafından önerilen elektrotlar kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için bu kullanım kılavuzunun Nörodiagnostik Malzemeler bölümüne bakın.

Prosedürü başlatmadan önce yüzey ve iğne elektrot uçlarını aşağıdaki şekil 3'te gösterildiği gibi karşılık gelen renkli konnektörlerine bağlayın.



Şekil 3. Elektrot Stimülasyonu Bağlantıları

| Ref. | Sembol | Stimülasyon Elektrotları | Renk |
|------|--------|---|---------|
| 1 | | Stimülasyon sırasında içeriden bağlantı kesilir | Yeşil |
| 2 | ----- | Anot | Kırmızı |
| 3 | ----- | Anot (ek) | Kırmızı |
| 4 | | Katot (iğne) | Siyah |

- Referans elektrot ucunu kırmızı referans konnektöre (-----) (2) bağlayın.
- Empedansı azaltmak için gerekirse ek kırmızı referans konnektöre (-----) (3) başka bir referans elektrot ucu bağlayın.
- İğne elektrodun ucunu siyah konnektöre () (4) bağlayın.

Elektrotları Hastaya Bağlama

Elektrot uçları cihaza bağlandıktan sonra, yüzey elektrotlarını (anot) hastaya bağlayabilir ve hazır olduğunda iğne elektroduna (katot) geçebilirsiniz.



UYARI: Transtorasik stimülyasyondan kaçının. Anot ve katot stimülyasyon bölgelerini birbirine yakın tutun.



UYARI: Yüzey elektrotlarını bağlarken veya hastaya iğne elektrodu yerleştirirken stimülyasyon modunu kullanmayın.

Stimülyasyon Düğmeleri

Stimülyasyon Modunu Etkinleştirme



- Akım stimülyasyon modunu etkinleştirmek için **STIM** düğmesine basın.
- Akım stimülyasyon modunu durdurmak için **STIM** düğmesine tekrar basın.

Puls Hızını ve Genişliğini Ayarlama



- 1 Hz ile 2 Hz puls hızı arasında geçiş yapmak için **Hz** düğmesine basın.
- **Yeşil** ışık, seçilen puls hızını gösterir.



- 0,1 ms ile 0,2 ms puls genişliği arasında geçiş yapmak için **ms** düğmesine basın.
- **Yeşil** ışık, seçilen puls genişliğini gösterir.

Stimülasyon Seviyesini Ayarlama



- Stimülasyon seviyesini artırmak için **Increase Stim Level** (Stimülasyon Seviyesini Artır) düğmesine basın.
- STIM Seviyesi yalnızca 1 mA aralıklarla artırılabilir.
- Stimülasyon seviyesini azaltmak için **Decrease Stim Level** (Stimülasyon Seviyesini Azalt) düğmesine basın.
- STIM Seviyesini sürekli olarak azaltmak için azalt düğmesini basılı tutun.

Stimülasyon Seviyesi Çubuğu



- **Stimülasyon Seviyesi** çubuğu 0 mA ile 15 mA aralığında ayarlanabilir.
- **Stimülasyon Seviyesi** göstergeleri, seçili akım seviyesini gösterir.
- **Stimülasyon** modu etkin olduğunda göstergeler yanıp söner.

Aşırı Yük Göstergesi



- **Aşırı Yük** göstergesi yandığında cihazın seçili akımı iletemediğini ifade eder.



DİKKAT: Stimülasyon modu sırasında aşırı yük göstergesine dikkat edin. Aşırı yüklenme durumunda stimülasyonu durdurmak için **STIM** düğmesine basın.



DİKKAT: Yüksek empedans, cihaz ile elektrotları arasındaki zayıf bir bağlantıdan ya da elektrotların bozulmasından kaynaklanabilir.

Bakım

Dantec Clavis, cihazı her kullanımdan sonra temizlemek ve pilleri düzenli olarak değiştirmek dışında bir kullanıcı bakımı gerektirmez.

Temizlik

Temizleme prosedürü, yerel hijyen merciinin temizlik yönergelerine uygun olmalıdır. Kullanıcı/operatör her kullanımdan sonra cihazı temizlemelidir.

- 1 Cihazı temizlemeye başlamadan önce cihazın kapalı olduğundan ve elektrot uçlarının bağlı olmadığından emin olun.
- 2 Cihazı nemli bir bezle silin.
- 3 Fazla suyu kuru bir bezle alın.
- 4 Ek temizliğe ihtiyaç duyulursa, maksimum %80 alkol çözeltisiyle nemlendirilmiş bir bezle cihazı hafifçe silin.
- 5 Alkol çözeltisini kullandıktan sonra mutlaka cihazı silerek kurulaşın.



UYARI: Cihazı hiçbir sıvıya batırmayın veya konnektörlere ya da kapaktaki diğer açıklıklara su damlatmayın.



DİKKAT: Cihazı temizlemek için çözücü silikon bazlı ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.

Pili Değişirme

Gösterge sarı bir ışık yaydığında pili değiştirin.

Pil gücü performansı etkileyecek kadar düşük olduğunda cihazın otomatik olarak “**Arıza Güvenliği**” moduna geçeceğini unutmayın.




DİKKAT: Şarj edilebilir pil kullanmayın. Yalnızca standart 9V alkalin pil kullanın. Daha fazla bilgi için bu kullanım kılavuzundaki “Teknik Veriler” bölümüne bakın.



DİKKAT: Pil Sızıntısı: Uzun süre boyunca kullanılmayacaksa üniteyi pilin kimyasal sızıntısından kaynaklanan hasardan korumak için pilin çıkarılması önerilir.

NOT: Pillerle birlikte verilen talimatlara her zaman uyun.

Pil Bölmesine Erişim



Şekil 4. Dantec Clavis'in yan tarafı, pil bölümü.

- 1 Cihazı kapatın.
- 2 Cihazın arkasındaki pil bölümü kapağını kaydırarak açın.
- 3 Eski pili alt ucundan çekip kaldırarak çıkarın.
- 4 Artı ve eksi temas noktalarının sembollerle gösterilen yöne baktığından emin olarak yeni pili pil bölümüne yerleştirin.
- 5 Pil bölümü kapağını yerine oturana kadar kaydırarak kapatın.



DİKKAT: Pil bölümünün kapağı açıksa veya yerine doğru şekilde kilitlenmemişse cihazı kullanmayın.

NOT: Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa pilin cihazdan çıkarılması önerilir.

NOT: Kullanılmış piller normal hastane/klinik politikasına veya yerel yönetmeliklere uygun şekilde atılmalıdır.

Nörodiagnostik Malzemeler

Natus, Dantec Clavis ile birlikte aşağıdaki aksesuarların kullanılmasını tavsiye eder.

Bo-ject® DHN Tek Kullanımlık Hipodermik İğne Elektrot:

| Parça Numarası | İğne Uzunluğu | İğne Çapı | Uç Rengi | Miktar |
|----------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|
| 9013S0422 | 25 mm (1 inç) | 0,30 mm (30G) | Taba | 1/torba - 10/kutu |
| 9013S0432 | 25 mm (1 inç) | 0,41 mm (27G) | Pembe | 1/torba - 10/kutu |
| 9013S0442 | 37 mm (1,5 inç) | 0,41 mm (27G) | Açık Mavi | 1/torba - 10/kutu |
| 9013S0472 | 37 mm (1,5 inç) | 0,46 mm (26G) | Kahverengi | 1/torba - 10/kutu |
| 9013S0452 | 50 mm (2 inç) | 0,51 mm (25G) | Gri | 1/torba - 10/kutu |
| 9013S0462 | 75 mm (3 inç) | 0,71 mm (22G) | Açık Yeşil | 1/torba - 10/kutu |

Tek Kullanımlık Jelsiz Elektrot:

| Parça Numarası | Kayıt Alanı | Uç Uzunluğu | Uç Konnektörü |
|----------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 9013L0203 | 7 mm x 4 mm | 8 cm (3 inç) | 0,7 mm erkek temasa dayanıklı |

9013L0203 ile uyumlu Dantec yeniden kullanılabilir kablolar:

| Parça Numarası | Tanım | Uzunluk | Elektrot Tarafı | Cihaz Tarafı |
|----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| 9013C0152 | Kılıfsız Kablo | 80 cm (32 inç) | 0,7 mm dişi temasa dayanıklı | 1,5 mm dişi temasa dayanıklı |
| 9013C0242 | Kılıfsız Kablo | 2 m (79 inç) | 0,7 mm dişi temasa dayanıklı | 1,5 mm dişi temasa dayanıklı |

Ek elektrot seçenekleri için Natus Nörodiagnostik Malzemeler Kataloğuna bakın.
Katalog natus.com adresinden indirilebilir.

Teknik Veriler

| |
|---|
| Güç Kaynağı |
| Güç kaynağı: içten beslemeli ekipman: bir adet 9 V alkalin pil. IEC-6LR61, ANSI-1604A. Güç tüketimi: maksimum 2 vat. |
| Ağırlık |
| Pille birlikte 185 g. (6,526 Oz) Pil olmadan 140 g. (4,938 Oz) |
| Boyutlar (U x G x Y) |
| 140 x 84 x 24 mm |
| Çalışma Koşulları |
| Sıcaklıklar: 10°C ila 40°C (50°F ila 104°F). Nem: %30 ila %75 bağıl nem. Atmosferik basıncı: 700 hPa ila 1060 hPa arasında değişir. |
| Saklama Koşulları |
| Sıcaklıklar: -10°C ila 50°C (-40°F ila 122°F). Nem: %10 ila %100 bağıl nem. Atmosferik basıncı: 700 hPa ila 1060 hPa arasında değişir. |
| Çalışma modu |
| Sürekli çalışma. |
| EMG Performansı |
| Gürültü Seviyesi <2 μ Vrms \approx 10 μ Vpp Amplifikatörler, EMG Modu Amplifikatör kazancı Min. 100.000. EMG amplifikatör bant genişliği: 627 Hz – 2,2 kHz. Hasta Bağlantıları Etkin giriş: siyah 1,5 mm TDK*. Referans giriş: kırmızı 1,5 mm TDK*. Hasta toprak bağlantısı: yeşil 1,5 mm TDK*. Ses Çıkışı Hoparlör bant genişliği: 200 Hz – 14 kHz. |
| Stimülatör Performansı |
| STIM Modu Çıkış akımı: 1,0 – 15,0 mA \pm %10. 1 mA aralıklarla ayarlanabilir. Elektrot empedansı: 200 – 7 k Ω . Maksimum uyarma gerilimi: 100 V. Empedans 7 k Ω değerinden yüksek olduğunda cihaz tam akım stimulusu iletemez. Seçilen akım seviyesi iletilmezse Aşırı Yük göstergesi etkinleştirilir. STIM Seviyesi Stimülasyon frekansı: 1 Hz \pm %10 veya 2 Hz \pm %10. Puls genişliği: 0,1 ms \pm %10 veya 0,2 ms \pm %10. Çıktı dalga formları: Monofazik Puls. Hasta Bağlantıları Etkin çıkış: siyah 1,5 mm TDK*. Referans çıkış: kırmızı 1,5 mm TDK*. * TDK: temasa dayanıklı konnektörler. |

WEEE Bildirimi

Natus, 2014 tarihli Avrupa Birliđi WEEE [Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (AEEE)] Yönetmeliklerindeki gereksinimleri karşılamayı bir görev addetmektedir. Bu yönetmelikler, elektrikli ve elektronik atıkların uygun bir şekilde işleme tabi tutulması ve ıslahı için ayrı bir şekilde toplanmasını ve AEEE'lerin güvenli bir şekilde yeniden kullanılmasını veya geri dönüştürülmesini emreder. Bu kararlılık kapsamında başka düzenlemeler yapılmadığı takdirde Natus, geri alma ve geri dönüştürme sorumluluđunu son kullanıcıya aktarabilir. Lütfen bölgenizde faydalanabileceğiniz toplama ve geri dönüşüm hizmetleri hakkında ayrıntılar için bizimle şu adresten iletişim kurun: <https://www.natus.com>.

Elektrikli ve elektronik ekipmanlar (EEE), doğru biçimde işleme tabi tutulmadıkları takdirde, insan sađlığı ve çevre için tehlikeli olabilecek veya risk oluşturabilecek malzemeler, bileşenler ve maddeler içermektedir. Bu nedenle, AEEE'lerin güvenli bir şekilde yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini garanti etmek için son kullanıcıların da yapması gerekenler bulunmaktadır. Elektrikli ve elektronik ekipman kullanıcıları, AEEE'leri diđer atıklarla birlikte atmamalıdır. Kullanıcılar, atık elektrikli ve elektronik ekipmanların imha edilmesi ile ilişkili çevresel etkileri azaltmak ve atık elektrikli ve elektronik ekipmanların yeniden kullanılma, geri dönüştürülme ve geri kazanılma ihtimalini artırmak maksadıyla, belediyenin toplama planlarından, üretici/ithalatçı geri alma yükümlölüklerinden ya da lisanslı atık toplayıcılarınızdan faydalanmalıdır.

Aşađıda görülen “üzerinde çarpı olan tekerlekli çöp kutusu” işaretini taşıyan ekipmanlar elektrikli ve elektronik ekipmanlardır. Üzerinde çarpı olan tekerlekli çöp kutusu sembolü, elektrikli ve elektronik ekipmanın ayrılmamış atıklarla birlikte atılmaması ve ayrı olarak toplanması gerektiđini gösterir.



Güvenlik ve Standartlara Uygunluk

Uyumluluk Standartları ve Normatif Referanslar

Dantec Clavis Sistemi, aşağıdaki koruma seviyeleri ile birlikte 9V pille çalışır:

1. Elektrik çarpmasına karşı koruma tipi: Sınıf II
2. Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi: BF Tipi
3. Su girişine karşı koruma derecesi, IPX1
4. Hava veya oksijen ya da azot oksitli alevlenebilir anestezi karışımı varlığında uygulama güvenlik derecesi: Ekipman, hava veya oksijen ya da azot oksitli alevlenebilir anestetik karışımların varlığında kullanıma uygun değildir.
5. Çalışma modu: Sürekli
6. Ortam Koşulları: Normal: 10 – 40°C, %30 – 75 rH, 700 – 1060 hPa

Clavis Sistemi ve aksesuarları, aşağıdaki ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır:

Tablo 1 - Uyumluluk Güvenlik Standardı ve Normatif Referanslar

| | |
|---|---|
| CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1: 08(R2013) + C2:2011 ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 + C1:2009/(R)2012 ve A2:2010/(R)2012 IEC 60601-1:2005 + C1:2006 ve C2:2007, Üçüncü Baskı CENELEC EN 60601-1:2006 + A1:2013 | Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 1: Temel güvenlik ve temel performans için genel gereklilikler |
| IEC 60601-1-6:2010, Baskı 3.0 + A1:2013 | Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 1-6: Temel güvenlik ve temel performans için genel gereklilikler - Yardımcı standart: Kullanılabilirlik |
| IEC 62366:2007, Baskı 1.0 | Tıbbi cihazlar - Tıbbi cihazlara kullanılabilirlik mühendisliğinin uygulanması |
| IEC 60601-2-40:2016 | Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 2-40: Elektromiyografların ve uyarılmış yanıt ekipmanının temel güvenliği ve gerekli performansı için özel gereklilikler |

Tablo 2 - EMC Uyumluluk Standardı ve Normatif Referanslar

| | |
|--|---|
| IEC 60601-1-2, Baskı 4.0, 1 Şubat 2014 | Tıbbi elektrikli ekipman - Kısım 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel gereksinimler - yardımcı standart: elektromanyetik uyumluluk - gereksinimler ve testler |
| IEC 61000-4-2:2008, Baskı 2.0 | Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 4-2: Test ve Ölçüm Teknikleri - Elektrostatik Deşarj Bağışıklık Testi |
| IEC 61000-4-3 Baskı 3.0, A1:2007+A2:2010 ile | Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 4-3: Test ve Ölçüm Teknikleri - Yayılan, Radyofrekans, Elektromanyetik Alan Bağışıklık Testi |
| IEC 61000-4-4:2012, Baskı 3.0 | Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 4-4: Test ve Ölçüm Teknikleri - Elektrikli Hızlı Geçici Rejim/Patlama Bağışıklık Testi |
| IEC 61000-4-5:2014, Baskı 3.0 | Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 4-5: Test ve Ölçüm Teknikleri - Dalgalanma Bağışıklık Testi |
| IEC 61000-4-6 Baskı 2.0, A1:2004 + A2:2006 ile | Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 4-6: Test ve Ölçüm Teknikleri - Radyofrekans Alanlarının Başlattığı İletilen Bozulumlara Bağışıklık |
| IEC 61000-4-8:2009, Baskı 2.0 | Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 4-8: Test ve Ölçüm Teknikleri - Güç Frekansı Manyetik Alan Bağışıklık Testi |
| IEC 61000-4-11:2004, Baskı 2.0 | Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 4-11: Test ve Ölçüm Teknikleri - Voltaj Düşmelerine, Kısa Kesintilere ve Voltaj Değişimlerine Bağışıklık Testleri |
| IEC 61000-3-2:2014, Baskı 4.0 | Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 3-2: Limitler - Uyumlu Akım Emisyonları için Limitler |
| IEC 61000-3-3:2013, Baskı 3.0 | Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Kısım 3-3: Limitler - Voltaj Değişimleri, Voltaj Dalgalanmaları ve Kamusal Düşük Voltajlı Besleme Sistemlerinde Kırpışma Sınırlandırması |
| CISPR 11 Baskı 5.0, A1:2010 ile | Endüstriyel, Bilimsel ve Tıbbi (ISM) Radyo Frekans Ekipmanı - Elektromanyetik Parazit Özellikleri - Ölçüm Limitleri ve Yöntemleri |

IEC 60601-1-2 Uyumluluk Beyanı, 4. Baskı


Tablo 1 - Elektromanyetik Emisyonlar

| Kılavuz ve üreticinin beyanı - Elektromanyetik emisyonlar | | |
|--|-----------|---|
| Dantec Clavis aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanıma yöneliktir. Dantec Clavis müşterisi veya kullanıcısı sistemin böyle bir ortamda kullanılmasını temin etmelidir. | | |
| Emisyon Testi | Uyumluluk | Elektromanyetik Ortam - Kılavuz |
| RF emisyonları CISPR 11 | Grup 1 | Dantec Clavis RF enerjisini sadece dahili işlevi için kullanır. Bu yüzden, RF emisyonları oldukça düşüktür ve bu emisyonların, yakınlardaki elektronik ekipmanlarla herhangi bir parazit yaratması olası değildir. |
| RF emisyonları CISPR 11 | Sınıf B | Dantec Clavis , konutsal binalar ve konutsal amaçla kullanılan binalara elektrik sağlayan kamusal düşük voltajlı güç kaynağı şebekesine doğrudan bağlı olan binalar dahil tüm yapılarda kullanıma uygundur. |
| Uyumlu emisyonlar IEC 61000-3-2 | Sınıf A | |
| Voltaj dalgalanmaları/ kırpışma emisyonları IEC 61000-3-3 | Uyumludur | |

Tablo 2 - Elektromanyetik Bağışıklık

| Kılavuz ve üreticinin beyanı - Elektromanyetik bağışıklık | | | |
|--|---|---------------------------|--|
| Dantec Clavis aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanıma yöneliktir. Dantec Clavis müşterisi veya kullanıcısı sistemin böyle bir ortamda kullanılmasını temin etmelidir. | | | |
| Bağışıklık Testi | IEC 60601 Test Seviyesi | Uyumluluk Seviyesi | Elektromanyetik Ortam - Kılavuz |
| Elektrostatik Deşarj (ESD) IEC 61000-4-2 | ±8 kV temas ±15 kV hava | Uyumludur | Zemin ahşap, beton veya seramik karo olmalıdır. Zemin sentetik malzeme ile kaplı ise bağıl nem en az %30 olmalıdır. |
| Elektrostatik hızlı geçici rejim/patlama IEC 61000-4-4 | Güç besleme hatları için ±2 kV, 100 Khz Giriş/çıkış hatları için ±1 kV, 100 Khz | Uyumludur | Şebeke elektriği kalitesi tipik bir ticarethane veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır. |
| Dalgalanma IEC 61000-4-5 | ±1 kV diferansiyel mod ±2 kV ortak mod | Uyumludur | Şebeke elektriği kalitesi tipik bir ticarethane veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır. |
| Güç kaynağı giriş hatlarında voltaj düşüşü, kısa kesintiler ve voltaj değişimleri IEC 61000-4-11 | <%100 düşüş, 0/5 aralık, 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315° %100 düşüş, 1 aralık %30 düşüş, 25/30 aralık %40 düşüş, 5 döngü | Uyumludur | Şebeke elektriği kalitesi tipik bir ticarethane veya hastane ortamındaki gibi olmalıdır. Dantec Clavis kullanıcısının ana şebeke kesintileri sırasında kesintisiz şekilde çalışması gerekiyorsa Dantec Clavis 'in 9 Voltluk bir pille çalıştırılması önerilir. |
| Güç frekansı (50/60 Hz) manyetik alanı IEC 61000-4-8 | 30 A/m | Uyumludur | Güç frekansı manyetik alanları, tipik bir ticarethane veya hastane ortamındaki tipik bir konum için karakteristik seviyelerde olmalıdır. |

Tablo 3 - Elektromanyetik Bağışıklık - YAŞAM DESTEK SİSTEMİ olmayan EKİPMAN ve SİSTEMLER için

| Kılavuz ve üreticinin beyanı - Elektromanyetik bağışıklık | | | |
|---|--|--------------------|--|
| Dantec Clavis aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanıma yöneliktir. Dantec Clavis müşterisi veya kullanıcısı sistemin böyle bir ortamda kullanılmasını temin etmelidir | | | |
| Bağışıklık testi | IEC 60601 Test Seviyesi | Uyumluluk Seviyesi | Elektromanyetik Ortam - Kılavuz |
| İletilen RF IEC 61000-4-6 Yayılan RF IEC 61000-4-3 | 3 Vrms 150 kHz ila 80 MHz 10 V/m 80 MHz ila 2,7 GHz | 6 V 3 V/m | <p>Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları, kablolar da dahil olmak üzere, Dantec Clavis cihazının herhangi bir parçasına vericinin frekansı için geçerli olan denklemle hesaplanan önerilen ayırma mesafesinden daha yakın olarak kullanılmamalıdır.</p> <p>Önerilen ayırma mesafesi $d=1,2 \times \sqrt{P}$ 150 kHz ila 80 MHz $d=1,2 \times \sqrt{P}$ 80 MHz ila 800 MHz $d=2,3 \times \sqrt{P}$ 800 MHz ila 2,5 GHz</p> <p>Burada P, verici imalatçısının verilerine göre vericinin vat (W) cinsinden maksimum çıkış gücü derecelendirmesi, d ise metre (m) cinsinden önerilen ayırma mesafesidir.</p> <p>Sabit RF vericilerinin alan kuvvetleri, bir elektromanyetik saha ile yapılan belirlemeye göre¹ her bir frekanstaki uyumluluk seviyesinden² az olmalıdır.</p> <p>Aşağıdaki sembol ile işaretlenmiş ekipmanların civarında parazit olabilir:</p>  |
| NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz'de, daha yüksek frekans aralığı geçerlidir. | | | |
| NOT 2: Bu ilkeler her durum için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapılardan, objelerden ve insanlardan gelen absorpsiyon ve yansımadan etkilenir. | | | |

¹ Telsiz (hücreli/kablosuz) telefonlar ve kara mobil radyolar için kullanılan baz istasyonları, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını gibi sabit vericilerden kaynaklanan alan kuvvetleri teorik olarak doğrulukla kestirilememektedir. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için elektromanyetik keşif yapılması düşünülmelidir. Dantec Clavis cihazının kullanıldığı yerde ölçülen alan kuvveti yukarıdaki uygulanabilir RF uyumluluk seviyesini aşarsa Dantec Clavis cihazının normal şekilde işleyip işlemediği gözlemlenmelidir. Anormal işleyiş gözlemlenirse Dantec Clavis cihazının yönünün veya yerinin değiştirilmesi gibi başka tedbirler gerekli olabilir.

² 150 kHz ila 80 MHz frekans aralığında alan kuvvetleri 3 V/m değerinden küçük olmalıdır.

Tablo 4 - MUHAFAZA BAĞLANTI NOKTASI'nın RF kablosuz iletişim ekipmanlarına bağışıklığına ilişkin test spesifikasyonları

| Test frekansı (MHz) | Bant ^{a)} (MHz) | Hizmet ^{a)} | Modülasyon ^{b)} | Maksimum Güç (W) | Mesafe (m) | BAĞIŞIKLIK TEST DÜZEYİ (V/m) |
|---------------------|--------------------------|---|---|------------------|------------|------------------------------|
| 385 | 380 – 390 | TETRA 400 | Puls modülasyonu ^{b)} 18 Hz | 1,8 | 0,3 | 27 |
| 450 | 430 – 470 | GMRS 460, FRS 460 | FM ^{c)} ±5 kHz sapma 1 kHz sinüs | 2 | 0,3 | 28 |
| 710 | 704 – 787 | LTE Bandı 13, 17 | Puls modülasyonu ^{b)} 217 Hz | 0,2 | 0,3 | 9 |
| 745 | | | | | | |
| 780 | | | | | | |
| 810 | 800 – 960 | GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Bandı 5 | Puls modülasyonu ^{b)} 18 Hz | 2 | 0,3 | 28 |
| 870 | | | | | | |
| 930 | | | | | | |
| 1.720 | 1.700 – 1.990 | GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Bandı 1, 3, 4, 25; UMTS | Puls modülasyonu ^{b)} 217 Hz | 2 | 0,3 | 28 |
| 1.845 | | | | | | |
| 1.970 | | | | | | |
| 2.450 | 2.400 – 2.570 | Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Bandı 7 | Puls modülasyonu ^{b)} 217 Hz | 2 | 0,3 | 28 |
| 5.240 | 5.100 – 5.800 | WLAN 802.11 a/n | Puls modülasyonu ^{b)} 217 Hz | 0,2 | 0,3 | 9 |
| 5.500 | | | | | | |
| 5.785 | | | | | | |

NOT: BAĞIŞIKLIK TEST DÜZEYİ'ni karşılamak için gerekmesi durumunda, verici anten ile ME EKİPMANI veya ME SİSTEMİ arasındaki mesafe 1 metreye düşürülebilir. IEC 61000-4-3, 1 metre test mesafesine izin vermektedir.

a) Bazı hizmetler için yalnızca çıkış yolu frekansları dahil edilmiştir.

b) Taşıyıcı, %50 görev döngüsü kare dalga sinyali kullanılarak modüle edilecektir.

c) Gerçek modülasyonu temsil etmese de en kötü senaryoyu oluşturacağından, FM modülasyonunun alternatifi olarak 18 Hz frekansta %50 puls modülasyonu kullanılabilir.

FCC Uyumluluk Beyanı

Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kuralları, Kısım 15 uyarınca Sınıf B dijital cihaz limitlerine uygun bulunmuştur.

⚠ UYARI: Üretici tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı çalışma yetkisini geçersiz kılabilir.

Yerel satış ve servis ofisiniz için lütfen www.natus.com adresine başvurun.



Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co. Galway, İrlanda



Rx Only

natus[®]